

ESFIGNANOMETRO ANDROIDE DE PEDESTAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONFORME JUSTIFICATIVA: ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE DE PEDESTAL PARA PACIENTES OBESOS DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE RODÍZIOS E FREIOS; VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO PELO INMETRO; DEVE ACOMPANHAR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO VIGENTE; DEVE POSSUIR COMPARTIMENTO SEGURO PARA ARMAZENAGEM DO SISTEMA DE INFLAÇÃO; ESCALA AMPLA E DE FÁCIL LEITURA; LIVRE DE MERCÚRIO. ESCALA DE 0 A NO MÍNIMO 299 MMHG. PRECISÃO: ± 2 MMHG; ACESSÓRIOS: VÁLVULA E PÊRA. 1 BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO COM MANGUITO DE LÁTEX DE 2 VIAS ADULTO PARA USO EM ESFIGMOMANÔMETRO. 1 BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO COM MANGUITO DE LÁTEX DE 2 VIAS ADULTO OBESO PARA USO EM ESFIGMOMANÔMETRO. 1 BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO COM MANGUITO DE LÁTEX DE 2 VIAS PEDIÁTRICO PARA USO EM ESFIGMOMANÔMETRO. - ENTREGAR MANUAL DO OPERADOR; - DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO; - REGISTRO DO EQUIPAMENTO EMITIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE OU COMPROVAÇÃO DE QUE O MESMO É ISENTO DE REGISTRO/CADASTRO, QUANDO FOR O CASO.